### **BITOBOX MB + THERMO-ISOLIERSET**

- + ideal für den Impfstofftransport.
- + langlebige **Mehrweglösung** für nachhaltigen Transport auf der letzten Meile



shop.bito.com www.bito.com/katalog







https://shop.bito.com/de-de/vp/mehrwegbehaeltermb-sproduct1807035/751322/7158108

## **BITOBOX** THERMO-ISOLIERSET



- EILIG -**FÜR IMPFSTOFFTRANSPORT!** 

**BITTE WEITERLEITEN.** 

Sicher und zuverlässig: ideal für den Impfstofftransport

Langlebige Mehrweglösung für **nachhaltigen** Transport



#### **BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN GMBH**

Obertor 29 D-55590 Meisenheim Tel. +49 6753 122-0

Fax +49 6753 122-399 bitobox@bito.com www.bito.com

SICHER & ZUVERLÄSSIG

**IM TRANSPORT** 


#### **BITOBOX MB mit Thermo-Isolierset**



- + ideal für den Impfstofftransport
- + langlebige **Mehrweglösung** für **nachhaltigen**Transport auf der **letzten Meile**


#### Sommerprofil

Temperaturverlauf im Thermo-Isolierset



#### Winterprofil

Temperaturverlauf im Thermo-Isolierset



5Ltr. Thermo-Isolierset 4327

- + Nutzvolumen 5 Liter Innenmaß LxBxH: 170x170x170 mm
- + 3 Kühlelemente (weiß; Icecatch Solid Isolated)
- + Einlage aus PS (weiß; Set auch ohne Einlage erhältlich)
- + Neopor®-Isoliereinsatz (grau)
- + passt in BITOBOX MBD43271
  Grundmaß LxBxH: 410x300x290 mm

# 17Ltr. Thermo-Isolierset 6427

- + Nutzvolumen 17 Liter Innenmaß LxBxH: 360x260x160 mm
- + 3 Kühlelemente (weiß; Icecatch\*Solid Isolated)
- + Einlage aus PS (weiß; Set auch ohne Einlage erhältlich)
- + Neopor®-Isoliereinsatz (grau)
- + passt in **BITOBOX** MBD64271
  Grundmaß LxBxH: 610x400x290 mm



+2 BIS+8°C

Icecatch<sup>®</sup> Solid Isolated für die Kühlung. Mit Isolierschicht, die das Anfrieren des Transportguts verhindert!

3 Kühlelemente

Einlage aus PS für die leichte Reinigung. In Waschanlagen bis 60°C.

Neopor\*-Isoliereinsatz für hohe Isolierwerte.

Perfekt abgestimmt auf die Mehrwegbehälter:

- MBD43271 (400x300x290 mm)
- MBD64271 (600x400x290 mm)





https://shop.bito.com/de-de/vp/mehrwegbehaelter-mb-sproduct1807035/751322/7158108

bitobox@bito.com www.bito.com shop.bito.com

Bei einer konstanten Umgebungstemperatur

um die Innentemperatur für 8 Stunden zwischen

von 20°C genügen zwei Kühlakkus,

2°C und 8°C zu halten.